



Транспортир RKI

Применяется для модернизации столов с пазом в столешнице (подойдет комплектация 1). При изготовлении нового стола. Можно обновить ваш стол установив направляющую T-track (рис.6) для скольжения (входит в комплектацию 2 и 3). Профиль (рис.3) в которую упирается обрабатываемая заготовка, подвижен относительно основания транспортира (рис.1). Во все комплектации входит подвижный стопор (рис.5) для придания заготовкам одинаковой длины.

1250 Р



Компл. 1

2000 Р



Компл. 2

2500 Р



Компл. 3



Состав: 1, 2, 3, 4, 5.

Транспортир для модернизации уже имеющегося стола с пазом под ползунок.

Состав: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.

Комплектующие для самостоятельной сборки транспортира. Профиль T-track (направляющая).

Состав: 1 - 4, 6 - 9.


Произведена сборка транспортира из комплектующих комплектации 2. Готов к использованию.

Пример установленного транспортира в столешнице. Для работы с перевернутой циркулярной пилой.



1

Основание транспортира. Материал сталь 4 мм. Порошковая окраска.



2

Транспортир обычный.



3

Большой, подвижный алюминиевый профиль. Длинной 40 см и высотой 50 мм.



4

Болты с гайками для соединения большого профиля с основанием.



5

Подвижный стопор для придания заготовкам одинаковой длины.




6

Профиль T-track длиной 62 см. Ползунок для установки в паз профиля, 17 см.



7

Рукоятки 2 шт. Опорная и для фиксации стопора (вместо винта под номером 5).



8

Файл 6 стр. по установке T-track в стол. При помощи цирк. пилы или фрезера.



9

Собирается из комплекта №2.



+350 Р

При отправке ТК необходимо учесть стоимость упаковки (картон, стрейч, скотч).